

# MAGNETOTERAPIA



CEC®

Generador de campos magnéticos de **alta intensidad y baja frecuencia**, para fisioterapia, deporte, reumatología y neurología.

## APLICACIONES Y EFECTOS

- Efecto piezoeléctrico del hueso y el colágeno.
- Teoría de la compuerta.
- Efecto químico de la bomba Sodio Potasio.

**POR CADA FRECUENCIA  
MAYOR EFICIENCIA**

Restrucción de colágeno


Antinflamatorio

Analgésico

Regeneración ósea

**SE TRATAN VARIAS ÁREAS  
O PACIENTES A LA VEZ**

# MAG 3 T



- Pantalla táctil 7".
- 4 canales independientes.
- 2 túneles y 2 solenoides planos.
- 30 programas + personalizados.
- Frecuencia de 1 a 100 Hz.
- Potencia de 20 a 200 Gauss por canal.

## MAG 3

- Pantalla táctil 5".
- 3 canales independientes.
- 2 solenoides planos.
- 15 programas.
- Frecuencia de 1 a 100 Hz.
- Potencia de 5 a 200 Gauss por canal.
- Opción de adicionar 1 túnel.



## MINIMAG



### MAGNETOTERAPIA PORTÁTIL

Para atención domiciliaria.

- Pantalla táctil 5".
- 2 canales independientes.
- 2 solenoides planos.
- 8 programas.
- Frecuencia: 5 – 25 – 70 – 100 Hz.
- Potencia de 0 a 150 Gauss por canal.
- Regulación manual de parámetros.